

Megazyme食品检测试剂盒

Megazyme食品检测试剂盒, 凭借准确、可靠、定量和易用的特点, 充分满足客户的质量诉求。



货号	品名	用途
K-AMIAR	氨快速检测试剂盒	用于葡萄汁、葡萄酒以及其它食品饮料样品中氨含量的快速检测分析
K-AMYL	直链淀粉/支链淀粉检测试剂盒	谷物淀粉和面粉中直链淀粉/支链淀粉比例和含量检测
K-BGLU	β -葡聚糖检测试剂盒	测定谷物、荞麦粉、麦汁、啤酒及其它食品中 β -葡聚糖(1,3;1,4- β -D-葡聚糖)的含量
K-CITR	柠檬酸检测试剂盒	快速、可靠地检测食品、饮料和其它物料中柠檬酸含量
K-DLATE	乳酸快速检测试剂盒	快速、特异性检测饮料、肉类、奶制品和其它食品中L-乳酸和D-乳酸(乳酸盐)的含量
K-ETSULPH	总亚硫酸检测试剂盒	测定葡萄酒、饮料、食品和其他物料中总亚硫酸含量(按SO ₂ 计)的一种简单、高效、可靠的酶法检测方法
K-FRUC	果聚糖检测试剂盒	含有淀粉、蔗糖和其他糖类的植物提取物和食品中果聚糖的含量测定
K-GLUC	D-葡萄糖[GOPOD]检测试剂盒	谷物提取物中D-葡萄糖的含量测定, 可以和其它检测试剂盒联合使用
K-INTDF	总膳食纤维检测试剂盒	总膳食纤维特定检测和分析

FASTKIT ELISA Ver. III系列过敏原检测试剂盒

用于从配料到加工食品的定量检测, 满足不同食品和配料的过敏原检测需要。

Wako

检测程序

在1g均匀食样中, 加入19mL 提取液,
然后振荡过夜(至少12个小时)

离心样品提取液并过滤上清液

用1:20的缓冲液稀释滤液

ELISA 操作(大约持续210分钟)

孔板检测仪检测吸光率

货号	品名	规格
381-15031	FASTKIT ELISA Ver. III Egg	96Tests
388-15041	FASTKIT ELISA Ver. III Milk	96Tests
385-15051	FASTKIT ELISA Ver. III Wheat	96Tests
389-15071	FASTKIT ELISA Ver. III Peanut	96Tests
382-15061	FASTKIT ELISA Ver. III Buckwheat	96Tests
386-15081	FASTKIT ELISA Ver. III Soy bean	96Tests

还可提供适合生产线上快速检测用的FASTKIT Slim系列。

西宝生物科技(上海)股份有限公司
Seebio Biotech (Shanghai) CO., Ltd.

总机:021-50272975
客服电话:13917439331
邮箱:market@seebio.cn

官网:www.seebio.cn
商城:mall.seebio.cn
QQ:1850926438



西宝官微



西宝官网