



西宝生物拥有丰富的表面活性剂产品线,可用于诊断、生物医药、个人护理及食品等领域;具有湿润、乳化、悬浮分散、增溶、发泡、杀菌及抗静电等作用。在体外诊断中,表面活性剂可添加到标记试剂、NC膜、酶稀释液、样本处理液中,起到增色、增加灵敏度、增加亲水性、帮助封闭等作用。**适用项目:胶体金、EIA、样本处理液、酶稀释液。**

热销产品:表面活性剂S7、表面活性剂S9、表面活性剂S17

S系列表面活性剂					
货号	名称	类别	HLB	应用	使用
ACH0488A	表面活性剂 S1	阴离子型		溶剂相容性好, 良好的增溶剂和乳化剂	
ACH0057A	表面活性剂 S2	非离子型	29	良好的增溶剂和去污剂; 可能具有非溶血性	
ACH0338E	表面活性剂 S4	阴离子型		良好的湿润剂和乳化剂, 在溶剂/TMB系统中具有功效	酶系统更佳, 可稳定TMB不被过度氧化
ACH0353A	表面活性剂 S5	阴离子型		良好的湿润剂和分散剂	血检产品
ACH0164D	表面活性剂 S6	阴离子型		温和的表面活性剂, 溶剂相容性好	全系产品, 很好的解决了尿试纸的润湿和溶解性问题
ACH0395C	表面活性剂 S7	阴离子型		强阴离子表面活性剂, 月桂醇聚醚硫酸酯钠盐	全系产品, 口腔粘稠液体样本更佳
ACH0068B	表面活性剂 S8	阳离子型		溶剂相容性好, 抗菌	
ACH0313E	表面活性剂 S9	两性离子型	>24	非溶血性, 溶剂相容性好, 抗静电, 良好的消泡剂和分散剂	全系产品, 血液样本更佳
ACH0513A	表面活性剂 S10	非离子型	13	非溶血性, 良好的湿润剂和消泡剂, 对红细胞温和	可直接放置在用于吸附或过滤红细胞的材料中
ACH0512A	表面活性剂 S11	非离子型	17	非溶血性, 酶相容性好, 良好的湿润剂和消泡剂	提高胶乳悬浮液的稳定性, 有助于膜均匀涂层
ACH0407B	表面活性剂 S12	非离子型	4.6	溶剂相容性好, 良好的乳化剂	
ACH0026O	表面活性剂 S13	非离子型	10.4	溶剂相容性好, 良好的乳化剂和分散剂	
ACH0026A	表面活性剂 S14	非离子型	13.5	酶相容性好, 良好的湿润剂、乳化剂和分散剂	全系产品
ACH0090B	表面活性剂 S15	非离子型	17.3	非溶血性, 水溶性好, 良好的湿润剂、乳化剂和分散剂	
ACH0406C	表面活性剂 S16	非离子型	13-17	完全非溶血性, 含硅成分, 具水溶性和防雾性	全系产品, 血液样本更佳
ACH0369C	表面活性剂 S17	非离子型	15.4	良好的乳化剂、增溶剂、分散剂	全系产品, 尿液样本更佳
ACH0325B	表面活性剂 S18	非离子型	12-14	非溶血性, 溶剂相容性好, 良好的乳化剂和增溶剂	全系产品
ACH0027A	表面活性剂 S19	非离子型	16.7	非溶血性, 强亲水性, 良好的乳化剂和增溶剂	全系产品
ACH0028A	表面活性剂 S20	非离子型	15	良好的乳化剂和增溶剂	
ACH0003B	表面活性剂 S21	非离子型	16.9	良好的乳化剂和增溶剂	全系产品, 血液样本更佳
ACH0354A	表面活性剂 S22	非离子型	13.3	蛋白增溶剂	全系产品, 帮助试剂从膜、玻璃上释放
ACH0107A	表面活性剂 S23	非离子型	12-18	非溶血性, 溶剂相容性好, 低发泡, 良好的湿润剂	
ACH0531B	表面活性剂 S24	非离子型	12.4	非溶血性, 酶兼容, 低发泡, 良好的湿润剂	全系产品, 小分子更佳
ACH0119B	表面活性剂 S25	非离子型	4.7	油性, 溶剂相容性好, 水不溶性	