

Seebio[®] dNTP Mixture (10 mM each) 产品说明书

Seebio[®] dNTP Mixture (10 mM each) Product Information

【产品名称】

Seebio[®] dNTP Mixture (10 mM each)

【产品编码】

DAA0137B

【包装规格】

产品货号	包装规格
DAA0137B-250 μ l	250 μ l / 支

【产品基本信息和用途】

本品为 dATP、dCTP、dGTP、dTTP 的等摩尔数混合物，每种 dNTP 的浓度为 10mM。本品可作为 PCR 反应和 RT-PCR 反应的底物使用，也能用于 PCR 反应和 RT-PCR 反应以外的其它 DNA 聚合酶的底物使用。

【使用建议】

1. 本品在 PCR 反应和 RT-PCR 反应中无需稀释，可直接使用。
2. 通常 PCR 反应中，50 μ l 的反应体系加 1 μ l（终浓度：200 μ M）。用于长片段 DNA 聚合酶扩增时可在 50 μ l 的反应体系加 2 μ l（终浓度：400 μ M）。
3. RT-PCR 反应一次的用量：每 10 μ l RT 反应体系加 0.5~1 μ l（终浓度 500~1000 μ M）。

【运输、储存条件和有效期】

低温运输，-20 $^{\circ}$ C 保存，有效期 24 个月。

【质量指标】

项目	指标
纯度	$\geq 98\%$
浓度	10 mM each
RNase 和 DNase	ND

【注意事项】

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

【技术支持服务】

您如有疑问或反馈，请联系
Tel: +0086-21-50272981x6217 或
Email: market@seebio.cn

西宝生物的二维码

