

Seebio[®] 高硼硅试剂瓶



高硼硅试剂瓶, 常用于试剂的存放。高硼硅玻璃材质, 膨胀系数小, 可耐较大温差变化, 可进行灭菌操作, 是存放水溶性溶剂的优选器皿。

Seebio高硼硅试剂瓶特性

- 清晰易阅读的刻度标识
- 耐水性符合ISO 719(一级)
- 符合ISO 3585和4796标准
- 可高温灭菌
- 耐碱性符合ISO 695(二级)
- 耐酸性符合DIN 12 116(一级)

Seebio 蓝盖试剂瓶(透明)

瓶口倾倒环独特设计, 避免滴漏现象发生。

| 货号 | 容积/ml | 体外径/mm | 口内经/mm | 全高/mm |
|----------|-------|--------|--------|-------|
| KVU0138A | 100 | 56 | 30 | 100 |
| KVU0138B | 250 | 70 | 30 | 139 |
| KVU0138C | 500 | 86 | 30 | 178 |
| KVU0138D | 1000 | 101 | 30 | 226 |

Seebio 蓝盖试剂瓶(棕色)

可防紫外线, 保护瓶内物质, 适用于盛放易感光物质, 可长期贮存各种物质。

| 货号 | 容积/ml | 体外径/mm | 口内经/mm | 全高/mm |
|----------|-------|--------|--------|-------|
| KVU0139B | 250 | 70 | 30 | 139 |
| KVU0139C | 500 | 86 | 30 | 178 |
| KVU0139D | 1000 | 101 | 30 | 226 |

Seebio 黄盖高硼硅试剂瓶(透明)

优良的耐化学腐蚀和耐高温性能, 适用各种环境。

| 货号 | 容积/ml | 体外径/mm | 口内经/mm | 全高/mm |
|----------|-------|--------|--------|-------|
| KVU0140A | 100 | 56 | 30 | 100 |
| KVU0140B | 250 | 70 | 30 | 139 |
| KVU0140C | 500 | 86 | 30 | 178 |
| KVU0140D | 1000 | 101 | 30 | 226 |
| KVU0140E | 2000 | 137 | 30 | 264 |
| KVU0140G | 5000 | 188 | 30 | 340 |
| KVU0140H | 10000 | 230 | 30 | 417 |
| KVU0140I | 20000 | 300 | 30 | 510 |



可用于高附加值试剂、溶剂、固体粉末和原辅料等的分装、运输及储存,已成为国内分子生物和诊断试剂盒溶液包装及分装的高端品牌(可替代同类某进口N品牌)。

高品质 防渗漏

- ▼ 材质:PP(可耐120°C高温)
HDPE(可耐低温-80°C)
- ▼ 类别:灭菌、非灭菌(常规)
- ▼ 规格:8ml、15ml、30ml、60ml、
125ml、250ml、500ml、1000ml
- ▼ 颜色:透明、本白色、棕色
- ▼ 提供logo定制设计服务



- ▼ 经久耐用,用途广泛,无生物毒性,适用于贮存、运输及盛装液体和粉末
- ▼ 专业防渗漏设计,无需内盖或内垫,无需额外保护,保证密封,防渗漏
- ▼ 多种规格、多种颜色和材质,品种齐全,灭菌与非灭菌自由选择,满足需求
- ▼ 材料优质,不怕摔,不怕压,不怕破裂;无需清洗,即取即用
- ▼ 品位正,档次高,外观新颖,手感好,大大提高分装、罐装产品的形象和附加值
- ▼ 无内衬,避免试剂污染,广口设计易于溶液配制、灭菌及取用

使用领域

- 1 分子生物学、体外诊断研发生产企业
可用于诊断原料、标准品、质控液、稀释液等液体及粉末产品的分装、运输及储存
- 2 物理化学、生物化学、工业药品、制药工程、生物工程学、电子产业及科研实验室
可用于生化试剂、生物试剂分装、运输及储存
- 3 生物技术、化学试剂、生物制药等企业,分装和罐装高附加值产品的理想选择
- 4 日化工业、第三方检测公司、CRO服务企业用于分装、运输及储存液体、粉末试剂样品

我们还可以提供更多IVD专用耗材,包括酶标板、诊断试剂滴瓶、细胞培养板、样品管等。

西宝生物科技(上海)股份有限公司
Seebio Biotech (Shanghai) CO., Ltd.

总机:021-50272975
客服电话:13917439331
邮箱:market@seebio.cn

官网:www.seebio.cn
商城:mall.seebio.cn
QQ:1850926438



西宝官微



西宝官网