

## 降本好用 细胞转染利器 重组蛋白表达理想之选

### 产品优势




- 转染效率高: 适合转染DNA, 细胞密度在70~80%时, 转染效率可以达到80-90%以上;
- 应用范围广: 既适用于HEK293, CHO等贴壁、悬浮细胞的转染, 也适用于有血清和无血清的转染条件;
- 蛋白表达量高: 少量的转染试剂获得高产量的蛋白表达, 转染细胞形态良好, 性价比高, 适用于大规模的转染;
- 安全性高: 无机试剂、无动物源成分、低毒性;
- 质量保证: 产品稳定, 质控严格。


### 订购信息

免费提供小样 欢迎索样

货号	产品名称	规格
AJL0940B	Seebio® 线性聚乙烯亚胺 40,000	10mg, 100mg, 1g
AJL0940C	Seebio® 线性聚乙烯亚胺 40,000 (即用型)	1ml, 10ml, 50ml



### Seebio® PEI 40,000转染效率对比 (转染细胞: CHO-K1)



### Seebio® PEI与其他国产PEI转染试剂的蛋白表达量对比



转染细胞-293F  
M-maker  
\*比例为-DNA : PEI

