

免疫层析中C线是层析系统很重要的组成部分,目前,层析IVD产品中的C线系统主要有独立C线和非独立C线两种。独立C线系统中,需要在NC膜上包被某种抗原或抗体,并在金垫中增加相应的抗体或抗原。非独立C线,是指其显色强度与T线显色强度在一定程度上呈现负相关的C线系统。

西宝生物可提供免疫层析平台常用独立质控和非独立质控相关试剂原料。

我们可提供层析质控线(C线)抗原抗体原料

质控线独立C线				
类型	名称	物料编码	用途	备注
DNP 配对	DNP抗原 (DNP-BSA)	EDD0405A	标记	EDD0405A + EKY0817A
	DNP鼠单克隆抗体	EKY0817A	C线包被	
DNP 配对	DNP抗原 (DNP-BSA)	EDD0405B	标记	EDD0405B + EKY0817B
	DNP兔多抗	EKY0817B	C线包被	
鸡IgY 配对	鸡IgY	DCL0114B	标记	DCL0114B + DCY0630B
	兔抗鸡IgY	DCY0630B	C线包被	
鸡IgY 配对	鸡IgY	DCL0114D	标记	DCL0114D + DCY0559C
	羊抗鸡IgY	DCY0559C	C线包被	
兔IgG 配对	兔IgG	EXK3226C	标记	EXK3226C + EKY4491B
	山羊抗兔IgG	ECY4491B	C线包被	
兔IgG 配对	兔IgG	EXK3226D	标记	EXK3226D + EKY4491C
	山羊抗兔IgG	ECY4491C	C线包被	
鼠IgG 配对	鼠IgG	ECY4493A	标记	EXK3226D + EKY4491C
	羊抗鼠IgG	DCY4483C	C线包被	
鼠IgG 配对	鼠IgG	ECY4493B	标记	EXK3226D + EKY4491C
	羊抗鼠IgG	DCY4483D	C线包被	

我们也可提供其他IgG及IgM抗体产品

其他常用IgG/IgM抗体产品		
名称	物料编码	用途
鼠抗人IgG单抗	DCY4501B	间接法包被/标记
羊抗人IgG(抗血清)	EKY0820A	生化项目
羊抗人IgG(纯化抗体)	EKY0820B	生化项目
鼠抗人IgM单抗	DCY4502B	间接法包被/标记
羊抗人IgM(抗血清)	EKN0017B	透射比浊
羊抗人IgM多克隆抗体(纯化抗体粗纯)	EKN0017C	金标/层析
羊抗人IgA(抗血清)	EKN0013B	透射比浊
羊抗人IgA(纯化抗体粗纯)	EKN0013C	金标/层析
羊抗人IgA(纯化抗体精纯)	EKN0013D	金标/层析
羊抗鼠IgG	DCY4483B	二抗
小鼠抗-Biotin单抗	ECY4532A	层析包被/标记,生物素链霉亲和素系统产品



业务一部

电话:13817370081

QQ:1952207695



业务二部

电话:13817370080

QQ:2402195779



业务三部

电话:13817678381

QQ:2574946592



业务四部

电话:18301893121

QQ:2102259500



业务五部

电话:15821261143

QQ:3119412031



业务六部

电话:13310163795

QQ:2316674096



业务七部

电话:18301893120

QQ:2689503877



市场部

电话:13917439331

QQ:1850926438



西宝官网



西宝官微

关爱生命 舞动世界

西宝生物科技(上海)股份有限公司

服务热线:400-021-8158

官网:www.seebio.cn 商城:mall.seebio.cn 邮箱:market@seebio.cn